

# ชุดทดสอบค่าของกรด ของน้ำมันปรุงอาหาร

FREE

## การดูแลคุณภาพอาหารด้วยตนเอง

น้ำมันปรุงอาหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างนำมาหยอดอาหารหรือเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเกิดปฏิกิริยาไข่สลายที่เป็นผลมาจากการใช้อุณหภูมิสูง มีน้ำ กรด เอ็นไซม์หรือจุลินทรีย์เจือปน ทำให้เกิดกรดไขมันอิสระและกลั้ยเชอรอล ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำมันปรุงอาหารมีสี กลิ่นรส และความหนืดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ำมันปรุงอาหารจะมีคุณภาพลดลงไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหารนอกห้องปฏิบัติการ ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

## ผลกระทบต่อสุขภาพ

- การบริโภคน้ำมันปรุงอาหารที่เสื่อมคุณภาพ จะทำให้ร่างกายได้รับกรดไขมันที่จำเป็นและวิตามินที่ละลายในน้ำมันและไขมันลดลง
- น้ำมันปรุงอาหารที่เสื่อมคุณภาพ จะมีสารพิษปนเปื้อนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

## กฎหมายกำหนด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 205 (พ.ศ.2543) กำหนดให้น้ำมันและไขมัน มีค่าของกรดคิดเป็นมิลลิกรัม โปรตัสเซียมไอกಡอกไฮดร์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม ดังนี้

- ไม่เกิน 4.0 (น้ำมันและไขมันหรือน้ำมันและไขมันผสมทำโดยวิธีธรรมชาติ)
- ไม่เกิน 0.6 (น้ำมันและไขมันหรือน้ำมันและไขมันผสมทำโดยวิธีผ่านกรรมวิธี)
- ไม่เกิน 1.0 (น้ำมันและไขมันทำโดยวิธีธรรมชาติผสมกับน้ำมันและไขมันทำโดยวิธีผ่านกรรมวิธี)

## ตัวอย่างเป้าหมาย

น้ำมันปรุงอาหารที่มาจากการพิชหรือสัตว์

# HEALTHY ACIDS

## ประโยชน์ของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหารในระดับปริมาณน้อยกว่า หรือมากกว่า 0.6, 1.0 และ 4.0 มิลลิกรัม เปตัลเชียมไฮดรอกไซเดต์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม

## จำนวนตัวอย่างที่ต้องได้ / ชุด

15 ตัวอย่าง

## ความไวของชุดทดสอบ

ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.2 มิลลิกรัม เปตัลเชียมไฮดรอกไซเดต์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม

## อุปกรณ์ชุดทดสอบ

- น้ำยาทดสอบในขาวดแก้วกลม 1 ขาวด
- น้ำยาทดสอบในขาวพลาสติกกลม 1 ขาวด
- น้ำยานิขาวดหยด 1 ขาวด
- ขาวดทดสอบ 1 ขาวด
- หลอดดูดหยด 2 หลอด
- หลอดคัดแยก 1 หลอด
- คู่มือชุดทดสอบ 1 แผ่น



## วิธีการทดสอบ



1. ใส่น้ำมันจำนวน 1 มิลลิลิตร (ใช้หลอดหยดหลอดที่ 1 ถูกขึ้นมา 2 ชีด) ลงในขวดทดสอบ



2. เติมน้ำยาทดสอบในขวดแก้วกลม จำนวน 4 มิลลิลิตร (ใช้หลอดหยดหลอดที่ 2 ถูก 2 ครั้งๆ ละ 4 ชีด) เขย่าให้ผสมกัน



3. เติมน้ำยาในขวดหยด จำนวน 3 หยด เขย่าให้ผสมกัน



4. เติมน้ำยาทดสอบในขวดพลาสติกกลมโดยใช้หลอดฉีดยา ดังนี้
  - จำนวน 0.15 มิลลิลิตร (3 ช่องหรือ 15 ชีด) สำหรับน้ำมันและไขมันหรือชนิดผสม ทำโดยวิธีผ่านกรวยวิช ปิดจุก เขย่าแล้วอ่านผลจากตารางช่องที่ 1
  - จำนวน 0.25 มิลลิลิตร (5 ช่องหรือ 25 ชีด) สำหรับน้ำมันและไขมันทำโดยวิธีธรรมชาติผสมกับวิธีผ่านกรวยวิช ปิดจุก เขย่า แล้วอ่านผลจากตารางช่องที่ 2
  - จำนวน 1 มิลลิลิตร สำหรับน้ำมันและไขมันหรือชนิดผสมทำโดยวิธีธรรมชาติ ปิดจุก เขย่า แล้วอ่านผลจากตารางช่องที่ 3

## การประเมินผล



### ตารางอ่านผล

ช่องที่	น้ำยาทดสอบในขวดพลาสติกกลม (มิลลิลิตร)	สีที่ปรากฏ	ค่าของกรด (มิลลิกรัม โพตัสเซียมไฮดรอกไซด์/กรัม)	ผล
1	0.15	ชมพู ไม่มีสี	น้อยกว่า 0.6 มากกว่า 0.6	✓ ✗
2	0.25	ชมพู ไม่มีสี	น้อยกว่า 1.0 มากกว่า 1.0	✓ ✗
3	1.0	ชมพู ไม่มีสี	น้อยกว่า 4.0 มากกว่า 4.0	✓ ✗

✓ = ผ่านเกณฑ์กำหนด

✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด

### การปฏิบัติเมื่อใช้ชุดทดสอบเสร็จแล้ว

- ขวดทดสอบ : ให้เหลวระลายน้ำขวดทดสอบทิ้ง ล้างด้วยน้ำสะอาดผสมน้ำยาล้างจาน ตามด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้ง ด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู ทิ้งข้างในและข้างนอกขวด
- หลอดหยดและหลอดฉีดยา : ถูดน้ำสะอาดผสมน้ำยาล้างจานและปล่อยทิ้งท่าทรายๆ ครั้ง จนเนื้อไจ่าวสะอาด ตามด้วยน้ำสะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง
- ขวดน้ำยาทดสอบ : ปิดจุกให้แน่น แล้วเก็บในกล่องชุดทดสอบ

### ข้อควรระวัง

- น้ำยาทดสอบในขวดแก้วและพลาสติกกล้มมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อผิวน้ำ หากหากเปื้อนมือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายให้ล้างด้วยน้ำ และพอกอสูรให้สะอาด
- อย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก
- น้ำยาในขวดแก้วกลมไว้ไฟ ห้ามนำไปเผาไหม้ใกล้

### การเก็บรักษาชุดทดสอบ / อายุการใช้งาน

- เก็บที่อุณหภูมิห้อง / 1 ปี
- ดูวันหมดอายุที่กล่องบรรจุ

### แนวทางแก้ปัญหาเมื่อตรวจพบน้ำมันปรุงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด

- แนะนำผู้บริโภคให้เลิกใช้น้ำมันปรุงอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดเนื่องจาก มีสิ่งกั่นรั่วและคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการนำมาทดสอบหรือปรุงอาหารและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ถ้าตรวจพบในร้านค้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการต่อไป