

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 และ (ฉบับที่ 135) พ.ศ. 2534 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ตรวจ 12 รายการ)				
รายละเอียดการให้บริการ	ลำดับ	รายการทดสอบ	อัตรา ค่าบริการ	จำนวนตัวอย่างที่ใช้
1. น้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท	1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ที่ 25 °C)	200	กรณีน้ำดื่ม (ขอขึ้นทะเบียน อย. ครั้งแรก) หรือตรวจสอบคุณภาพประจำปี (ได้ อย. แล้ว)
	2	ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	300	- ขนาดบรรจุ 500-600 มิลลิลิตร ใช้ตัวอย่างจำนวน 16 ขวด
	3	ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	300	- ขนาดบรรจุ 700-900 มิลลิลิตร ใช้ตัวอย่างจำนวน 12 ขวด
	4	คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	600	-ขนาดบรรจุ 1,000-1,500 มิลลิลิตร ใช้ตัวอย่าง 6 ขวด
	5	ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	600	- ขนาดบรรจุ 5-20 ลิตร ใช้ตัวอย่าง 1 ถึง
	6	ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	600	*** ส่งตัวอย่างได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (การเงินปิด เวลา 15.30 น. แนะนำเพื่อเวลาควรมาถึงล่วงหน้า)
	7	เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	800	
	8	ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	800	
	9	Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	400	
	10	<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	700	
	11	<i>Salmonella</i> spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร	800	
	12	<i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	800	
		รวมราคา	6,900	ระยะเวลา 20 วันทำการ