

รายละเอียดการให้บริการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร (Food Test Kit) สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอบเขตการให้บริการ

ประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร (Food Test Kit) ทางเคมี ที่มีการผลิตหรือนำเข้าเพื่อใช้ในประเทศไทย ใช้ในการทดสอบอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หรือผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำ เครื่องดื่ม วัสดุสัมผัสอาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการบริโภค ตามขอบข่ายการให้บริการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร อาคาร 8 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 0-2589-9850-7 ต่อ 99894 E-mail: riskcenter.bqsf@dmsc.mail.go.th

ระยะเวลาการเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.

เงื่อนไขการยื่นขอประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร

1. กรณียื่นขอประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร: ชุดทดสอบอาหารควรมี Limit of detection หรือเกณฑ์ตัดสิน (Cut-off) สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบอาหารนั้น
2. ผู้ขอรับบริการ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสงค์ให้มีการประเมินคุณภาพชุดทดสอบ ได้แก่ ผู้ถือลิขสิทธิ์ชุดทดสอบตามกฎหมาย ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
3. ผู้ขอรับบริการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหารให้ครบถ้วน ได้แก่ คู่มือชุดทดสอบ วิธีใช้ ข้อควรระวัง เอกสารกำกับอื่น บรรจุภัณฑ์ และกรอกรายละเอียดในแบบคำขอประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร (F 20 17 001)
4. ผู้ขอรับบริการโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหารด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 8 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จะพิจารณาความสมบูรณ์และครบถ้วนของเอกสาร 5 วันทำการ และแจ้งผลการพิจารณาเอกสารให้ผู้ขอรับบริการตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์
 - กรณีเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอสำหรับการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เจ้าหน้าที่จะแจ้งต่อผู้ขอรับบริการเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 20 วันทำการ หากเกินระยะเวลากำหนดผู้ขอรับบริการสามารถแจ้งขยายเวลาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือแจ้ง หากผู้ขอรับบริการไม่ดำเนินการใดๆ เจ้าหน้าที่จะแจ้งปฏิเสธการประเมินตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้

- กรณีผู้ขอรับบริการไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เจ้าหน้าที่ฯจะแจ้งปฏิเสธการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหารตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ พร้อมทั้งส่งคืนเอกสารต่างๆ ของผู้ขอรับบริการ
- 6. เมื่อเจ้าหน้าที่ฯแจ้งตอบรับการประเมินคุณภาพชุดทดสอบ ผู้ขอรับบริการชำระเงินค่าธรรมเนียมการประเมินคุณภาพชุดทดสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการประเมินฯ
- 7. เมื่อดำเนินการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฯจะแจ้งแก่ผู้ขอรับบริการ ให้มารับรายงานผลการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหารด้วยตนเอง

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 90 วันทำการ โดยเริ่มนับตั้งแต่ผู้ขอรับบริการชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ทั้งนี้จะไม่นับรวมระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมินคุณภาพชุดทดสอบ

รายการเอกสารประกอบการยื่นขอประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร

1. แบบขอประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร (F 20 17 001) ซึ่งลงนามโดยเจ้าของกิจการ หรือผู้ดำเนินกิจการ หรือกรรมการที่มี อำนาจลงนาม หรือผู้แทน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับบริการคุณภาพชุดทดสอบอาหาร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการ หรือผู้ดำเนินกิจการ หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนเป็นผู้ขอรับบริการ ฯ) จำนวน 1 ฉบับ
4. เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพชุดทดสอบ จำนวน 1 ชุด
5. ไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบ และ/หรือเอกสารแนบประกอบการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร

ค่าธรรมเนียม

1. อัตราค่าบริการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร ชุดละ 102,000 บาท อัตราค่าบริการนี้ครอบคลุมการให้บริการประเมินคุณภาพชุดทดสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ และรายงานการประเมินคุณภาพชุดทดสอบอาหาร จำนวน 1 ฉบับ (ไม่รวมกรณีสูญหายหรือขอเพิ่มเติม ฉบับละ 500 บาท)
2. การชำระค่าบริการ: ผู้ขอรับบริการคุณภาพชุดทดสอบ ติดต่อชำระค่าบริการได้ที่ศูนย์รวมบริการ

ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ

หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร อาคาร 8 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 0-2589-9850-7 ต่อ 99894 E-mail: riskcenter.bqsf@dmsc.mail.go.th